


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klk10 (Nes1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Numéro d'article: CM0026177



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin recombinant ciblant la Kallikréine-10 humaine (KLK10/NES1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le KLK10 humain, souris et rat. Antigène suppresseur de tumeur pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLK10 Lapin pAb
Remarques/Alias	NES1; PRSSL1; KLK10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5655
GeneID	5655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-276 du KLK10 humain (NP_665895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43240
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace