


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Anhydrase Carbonique 2 (Ca2), Validé Par Ko, Pour Wb Et Elisa - P00918

Numéro d'article: CM0023101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'anhydrase carbonique 2 humaine (CA2). Convient aux applications de western blot (WB) et d'ELISA ; réactivité croisée avec l'humain et la souris. Destiné à la recherche sur la régulation du pH, la biologie osseuse et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin contre l'anhydrase carbonique 2 (CA2)
Remarques/Alias	CAC ; CAII ; Car2 ; CA-II ; HEL-76 ; HEL-S-282
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	760
ID du gène	760
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de l'anhydrase carbonique 2 humaine (CA2) (NP_000058.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00918
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace