

[KO Validé] Anticorps Monoclonal Lapin Polymab® Anti-Cdkn1A/P21 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P38936 / P39689

Numéro d'article: CM0006049



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant CDKN1A/p21, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris, 18 kDa. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CDKN1A/p21 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	P21 ; CIP1 ; SDI1 ; WAF1 ; CAP20 ; CDKN1 ; MDA-6 ; p21CIP1
Espèce	Humain/Souris
ID du gène (Humain)	1026
ID du gène	1026/12575
Immunogène	Protéine recombinante de CDKN1A/p21 humain/souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P38936/P39689
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace