


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42771 / Q8N726

Numéro d'article: CM0016859



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant CDKN2A/p16INK4a, un suppresseur de tumeur inhibant CDK4/6. Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains. Matière première IVD destinée à la recherche. SWISS : P42771 / Q8N726.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO validé] CDKN2A/p16INK4a pAb de lapin
Remarques/alias	ARF ; MLM ; P14 ; P16 ; P19 ; CMM2 ; INK4 ; MTS1 ; TP16 ; CDK4I ; CDKN2 ; INK4A ; MTS-1 ; P14ARF ; P19ARF ; P16INK4 ; P16INK4A ; P16-INK4A ; 4a
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1029
GeneID	1029
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 156 de la CDKN2A/p16INK4a humaine (NP_000068.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P42771/Q8N726
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa/11 kDa/12 kDa/13 kDa/16 kDa/17 kDa
Expédition	Sac de glace