

[KO Validé] Anticorps Polyclonal Anti-Chchd2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H1

Numéro d'article: CM0019690



Introduction

[KO Validé] Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CHCHD2, un facteur de transcription mitochondrial impliqué dans la maladie de Parkinson. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] CHCHD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MNRR1 ; NS2TP ; MIX17B ; PARK22 ; C7orf17 ; D2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51142
GeneID	51142
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-145 de CHCHD2 humain (NP_057223.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6H1
Poids moléculaire protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace