

Anticorps Polyclonal Anti-Ddit4 Validé Ko Pour Wb, Elisa - Q9Nx09

Numéro d'article: CM0029641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DDIT4 humain (REDD1), validé KO pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la signalisation mTOR, les réponses au stress cellulaire et l'apoptose dans la recherche sur le cancer et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] DDIT4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	Dig2 ; REDD1 ; REDD-1 ; T4
Espèce	Humain
GeneID	54541
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-232 du DDIT4 humain (NP_061931.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NX09
Poids Moléculaire Protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace