


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal Anti-DJ-1/Park7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99497

Numéro d'article: CM0013146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DJ-1/PARK7, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec DJ-1/PARK7 humain et murin, un capteur de stress oxydatif multifonctionnel et une déglycase. Idéal pour la recherche sur la protection cellulaire et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] DJ-1/PARK7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11315
GeneID	11315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 de DJ-1/PARK7 humain (NP_009193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99497
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace