

## Anticorps Polyclonal Anti-Ehmt2 Validé Par Ko Pour Wb, Ip, Elisa - Q96Kq7

Numéro d'article: CM0014248



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre l'EHMT2 humain (G9a), une histone H3K9 méthyltransférase. Conçu pour le Western blot (WB), l'immunoprécipitation (IP) et l'ELISA. Idéal pour les études épigénétiques et de chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | [Validé par KO] EHMT2 Lapin pAb                                                                                                                          |
| Remarques/Alias     | G9A ; BAT8 ; GAT8 ; NG36 ; KMT1C ; C6orf30 ; T2                                                                                                          |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                                   |
| ID du gène (Humain) | 10919                                                                                                                                                    |
| ID du gène          | 10919                                                                                                                                                    |
| Immunogène          | Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 877-1176 de l'EHMT2 humain (NP_079532.5). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application         | WB, IP, ELISA                                                                                                                                            |
| Réactivité croisée  | Humain                                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q96KQ7                                                                                                                                                   |
| Poids protéique     | 132 kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                             |