


[KO Validated] Anticorps Polyclonal Anti-Her2/ErbB2 Pour Wb, Elisa - P04626

Numéro d'article: CM0019307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HER2/ErbB2 de haute qualité [KO Validated], validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Cible HER2/ErbB2 humain, un récepteur à activité tyrosine kinase surexprimé dans de nombreux cancers. Idéal pour la recherche en oncologie et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] HER2/ErbB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NEU ; NGL ; HER2 ; TKR1 ; CD340 ; HER-2 ; VSCN2 ; MLN 19 ; MLN-19 ; c-ERB2 ; c-ERB-2 ; HER-2/neu ; p185(erbB2) ; B2
Espèce	Humaine
GeneID	2064
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1156-1255 de HER2/ErbB2 humain (NP_004439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P04626
Poids moléculaire	138 kDa
Expédition	Pack réfrigérant