


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmgb1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09429

Numéro d'article: CM0029892



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-HMGB1 (P09429) validé par KO pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît l'HMGB1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les DAMP et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] HMGB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; HMGB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3146
GeneID	3146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-168 de l'HMGB1 humaine (NP_002119.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09429
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace