

[KO Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Idh1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75874

Numéro d'article: CM0013137



Introduction

[KO Validé] anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IDH1 humaine, adapté aux applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte l'IDH1 dans des échantillons humains, de souris et de rat, ciblant la NADP-isocitrate déshydrogénase cytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] IDH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; H1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3417
GeneID	3417
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-414 de l'IDH1 humaine (NP_005887.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75874
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant