


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Laminine Bêta 1 Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - P07942

Numéro d'article: CM0024115



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Laminine bêta 1, validé par KO, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec la Laminine bêta 1 humaine et murine, une protéine clé de la membrane basale impliquée dans l'adhésion cellulaire et l'organisation tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] Anticorps pAb de Lapin Laminine bêta 1
Remarques/Alias	CLM, LIS5, 1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	3912
ID du Gène	3912
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1467-1786 de la Laminine bêta 1 humaine (NP_002282.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P07942
Poids Moléculaire Protéique	198 kDa
Expédition	Sac de glace