

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-N-Cadhérine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Numéro d'article: CM0002400

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé pour des applications avec knock-out ciblant la N-Cadhérine (CDH2). Adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] N-Cadhérine mAb de lapin
Remarques / Alias	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1000
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la N-Cadhérine humaine (P19022).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19022
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace