

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Numéro d'article: CM0023891



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le PAK2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le PAK2 de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation du cytosquelette, de l'apoptose et de la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PAK2 pAc Lapin
Remarques/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5062
GeneID	5062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-212 du PAK2 humain (NP_000903.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13177
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace