

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pml Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Numéro d'article: CM0017817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PML humaine, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Outil essentiel pour l'étude de la suppression tumorale, de l'apoptose et des mécanismes de défense antivirale médiés par les corps nucléaires PML.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PML Lapin pAb
Remarques/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
Espèce	Humain
GeneID	5371
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-600 de PML humaine (NP_150241.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29590
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace