

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rela Pour Wb, Elisa - Q04207

Numéro d'article: CM0022670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RELA de souris (NF-kB p65), validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec l'homme. Idéal pour l'étude de l'inflammation, l'immunité, la croissance cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] RELA Rabbit pAb
Remarques / Alias	p65, p65 NFkB, p65 NF-kappa B, LA
Espèce	Souris
GenelD	19697 (Souris)
Immunogène	Protéine recombinante de RELA de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q04207
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sachet de glace