

[KO Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rhogdi Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52565

Numéro d'article: CM0015656



Introduction

Anticorps de lapin polyclonal dirigé contre la RhoGDI humaine (ARHGDI1A). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Étudiez la régulation des protéines Rho et la motilité cellulaire dans les cellules cancéreuses et normales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps pAb de Lapin anti-RhoGDI
Remarques/Alias	GDIA1 ; NPHS8 ; RHOGDI ; RHOGDI-1 ; HEL-S-47e ; DI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	396
GeneID	396
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-204 de la RhoGDI humaine (NP_001172006.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52565
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Livraison	Sac de glace