

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Samhd1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y3Z3

Numéro d'article: CM0028173



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SAMHD1 humain, validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les facteurs de restriction, la défense antivirale et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] SAMHD1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25939
GeneID	25939
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 387-626 de SAMHD1 humain (NP_056289.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3Z3
Poids Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace