

[Validé Par Ko] Fatty Acid Synthase (Fasn) Polymab® De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49327

Numéro d'article: CM0006489



Introduction

PolymAb® de lapin de haute qualité dirigé contre la Fatty Acid Synthase (FASN), [validé par KO], pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et les études sur la réplication du SARS-CoV-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Fatty Acid Synthase (FASN) PolymAb® de lapin
Remarques/Alias	FAS ; OA-519 ; SDR27X1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2194
Identifiant du gène	2194
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2212-2511 de la Fatty Acid Synthase (FASN) humaine (NP_004095.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49327
Poids de la protéine	273 kDa
Expédition	Sac de glace