


Ac Mab De Lapin Hif1An/Fih1 Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - Q9Nwt6

Numéro d'article: CM0010962



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HIF1AN/FIH1 humain (Q9NWT6). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation hypoxique, la détection de l'oxygène et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] HIF1AN/FIH1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FIH1; H1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55662
GeneID	55662
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de HIF1AN/FIH1 humain (Q9NWT6)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NWT6
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace