


[Validé Par Ko] Pac Lapin Anti-Hsp27/Hspb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Numéro d'article: CM0021303



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HSP27/HSPB1, validé par knockout, pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Cible la protéine de choc thermique bêta-1 humaine, une chaperonne moléculaire impliquée dans la réponse au stress et la dynamique du cytosquelette. - P04792

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAc Lapin anti-HSP27/HSPB1
Remarques/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3315
ID de gène	3315
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de HSP27/HSPB1 humaine (NP_001531.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace