

[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mek1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0016218



Introduction

Anticorps polyclonal validé par KO ciblant MEK1 humain (MAP2K1), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la voie MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] MEK1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MEL ; CFC3 ; MEK1 ; MKK1 ; MAPKK1 ; PRKMK1 ; K1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5604
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MEK1 humain (NP_002746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q02750
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace