


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre L'histone H3 Lactylée (K14) Pour Wb/Elisa (Q16695/P68431)

Numéro d'article: CM0000089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'histone H3 lactylée au niveau de la lysine 14 (K14). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la lactylation de l'histone H3 chez l'homme, la souris et le rat, avec une réactivité croisée prédite sur une large gamme d'espèces. Cible SWISS Q16695/P68431.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Acide lactique-Histone H3-K14 Lapin pAb
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acide lactique-Histone H3-K14
Espèce	Humain
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique lactylé autour du K14 de l'histone H3 humaine (NP_003520.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (prédite sur large gamme)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace