

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mical1 Pour Wb, Elisa - Q8Td2

Numéro d'article: CM0015829



Introduction

MICAL1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant MICAL1 humain et murin, une monooxygénase régulant la dynamique de l'actine et l'apoptose. Adapté à la recherche sur le cytosquelette et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MICAL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MICAL; NICAL; MICAL-1; MICAL1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64780
ID du gène	64780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 718-1067 de MICAL1 humain (NP_073602.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TDZ2
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace