


Anticorps Monoclonal Mst4 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9P289

Numéro d'article: CM0003387



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre MST4 (STK26), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la régulation de la croissance cellulaire, de l'apoptose et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MST4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MASK; MST4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51765
GeneID	51765
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 317-416 de la MST4 humaine (Q9P289).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P289
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sachet réfrigérant