


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Myoglobine Pour Wb Et Elisa - P02144

Numéro d'article: CM0003517



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la myoglobine humaine (P02144), adapté pour les applications WB et ELISA. Détecte la myoglobine de souris et de rat. Essentiel pour les études sur le transport de l'oxygène, la physiologie musculaire et l'activité nitrite réductase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Myoglobine mAb Lapin
Remarques/Alias	MYOSB; PVALB; Myoglobine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4151
GeneID	4151
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 55-154 de la myoglobine humaine (P02144).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P02144
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace