


Nagk Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q9UJ70

Numéro d'article: CM0030282



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NAGK validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction de la kinase GlcNAc dans le métabolisme des glycanes et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NAGK Lapin pAb
Remarques/Alias	GNK ; HSA242910 ; NAGK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55577
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-210 de NAGK humain (NP_060037.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJ70
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace