

Anticorps Polyclonal De Lapin Nat10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0A0

Numéro d'article: CM0026060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NAT10 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible NAT10 humain et de rat, une RNA cytidine acetyltransferase de 116 kDa impliquée dans la modification ac4C des ARNm et ARNr et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NAT10
Remarques/Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55226
ID du gène	55226
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de NAT10 humain (NP_078938.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H0A0
Poids moléculaire de la protéine	116kDa
Expédition	Sac de glace