

Acm De Lapin Anti-Npy Pour Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochimie, Elisa - P01303

Numéro d'article: CM0004475



Introduction

Ac monoclonal de lapin anti-NPY pour WB, IF, IHC, ELISA. Détecte le neuropeptide Y (PYY4) humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche en neurobiologie et métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-NPY
Remarques/Alias	PYY4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4852
GeneID	4852
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du NPY humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01303
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace