


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ntf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Numéro d'article: CM0014202



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NTF3 validé pour le Western blot (WB), l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît la neurotrophine-3 humaine et murine, un facteur de croissance sécrété essentiel à la survie des neurones sensoriels. Idéal pour les neurosciences et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NTF3 pAb de lapin
Remarques/Alias	NT3 ; HDNF ; NGF2 ; NT-3 ; NGF-2 ; NTF3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4908
GeneID	4908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-257 de la NTF3 humaine (NP_002518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P20783
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac réfrigérant