

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P75Ntr/Ngfr Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08138

Numéro d'article: CM0016814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le p75NTR/NGFR humain (CD271 ; TNFRSF16). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la différenciation neuronale, de la survie et de la capture du glucose dépendante de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-p75NTR/NGFR
Remarques/Alias	CD271 ; p75NTR ; TNFRSF16 ; p75(NTR) ; Gp80-LNGFR ; p75NTR/NGFR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4804
Identifiant du gène	4804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 273-427 du p75NTR/NGFR humain (NP_002498.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08138
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace