


Anticorps Polyclonal De Lapin Palld Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wx93

Numéro d'article: CM0016315



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Palladine humaine (PALLD). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette, l'adhésion cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PALLD Rabbit pAb
Remarques / Alias	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23022
GeneID	23022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 383-672 de la PALLD humaine (NP_001159582.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WX93
Poids protéique	151kDa
Expédition	Sachet de glace