

Anticorps Polyclonal De Lapin Pan-Crotonyl-K Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000030

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique des résidus de lysine crotonylés. Validé pour Western blot et ELISA, réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des modifications de lysine par crotonylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Pan-Crotonyl-K Rabbit pAb
Espèce	Humaine
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence contenant un K crotonylé.
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace