

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Le Motif D'arginine Pan-Monométhylé Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000224

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les motifs d'arginine pan-monométhylés. Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA, réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur la méthylation de l'arginine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre le motif d'arginine pan-monométhylé
GeneID (Humain)	Rme1 pan
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant un R monométhylé.
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
Expédition	Sachet de glace