


Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - Q96B36

Numéro d'article: CM0001273



Introduction

Cet anticorps polyclonal lapin spécifique au phospho-détecte AKT1S1/PRAS40 phosphorylé en T246 dans des échantillons humains par WB et ELISA. Idéal pour les études sur la signalisation mTORC1 et la réponse à l'insuline/nutriments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 pAc Lapin
Remarques/Alias	Lobe; PRAS40; Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84335
ID de gène	84335
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96B36
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace