

Phospho-Atf2 (T69/T71) Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numéro d'article: CM0000866



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'ATF2 humain au niveau de Thr69/Thr71. Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'apoptose, la transcription et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ATF2-T69/T71 Lapin pAb
Remarques/Alias	HB16 ; CREB2 ; TREB7 ; CREB-2 ; CRE-BP1 ; Phospho-ATF2-T69/T71
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1386
GeneID	1386
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T69 & T71 de l'ATF2 humain (NP_001871.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15336
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace