


Phospho-Atf2-T71 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numéro d'article: CM0000579



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de l'ATF2 phosphorylée sur Thr71. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Utilisé pour la recherche sur la transcription et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ATF2-T71 Lapin pAb
Remarques/Alias	HB16 ; CREB2 ; TREB7 ; CREB-2 ; CRE-BP1 ; Phospho-ATF2-T71
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1386
ID du gène	1386
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T71 de l'ATF2 humain (NP_001871.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15336
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace