

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Beclin 1 (Ser15) Pour Wb Et Elisa - Q14457

Numéro d'article: CM0001642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation de Beclin-1 (Ser15) pour WB et ELISA. Réagit avec la Beclin-1 humaine, murine et de rat (52 kDa). Essentiel pour la recherche sur l'autophagie, l'apoptose et la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-Beclin 1-Ser15 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser15
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8678
ID de gène	8678
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S15 de la Beclin 1 humaine (NP_003757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14457
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace