


Phospho-C-Jun-T93 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0000487



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la thréonine 93 phosphorylée de la protéine c-Jun humaine (AP-1). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec les protéines humaine et murine. Idéal pour étudier l'activité du facteur de transcription AP-1 et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-c-Jun-T93 Lapin pAb
Remarques/Alias	AP1 ; p39 ; AP-1 ; cJUN ; c-Jun ; Phospho-c-Jun-T93
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3725
GeneID	3725
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de T93 de JUN humain (NP_002219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05412
Poids moléculaire protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace