


Acm Monoclonal De Lapin Phospho-C-Myc-T58/S62 Pour Wb, Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0000874



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-c-Myc (T58/S62) validé pour WB et ELISA. Spécifique de la forme phosphorylée du c-Myc humain au niveau des résidus Thr58 et Ser62, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Myc, de la prolifération cellulaire et de l'activation des oncogènes.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	AcM monoclonal de lapin Phospho-c-Myc-T58/S62
Remarques / Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58/S62
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4609
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T58 et S62 du c-Myc humain (P01106)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace