

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Creb1-S133 Pour Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P16220

Numéro d'article: CM0000888



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique au phospho ciblant CREB1 phosphorylé sur Ser133. Les applications validées incluent WB, IHC-P, cytométrie en flux intracellulaire et ELISA avec une réactivité croisée humaine, souris et rat. Convient aux études sur la signalisation cAMP et la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Phospho-CREB1-S133
Remarques/Alias	CREB; CREB-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1385
GeneID	1385
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide phosphorylé synthétique autour de S133 de CREB1 humain (NP_604391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16220
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace