


## Pab De Lapin Anti-Phospho-Ezrine-Thr567/Radixine-Thr564/Moesine-Thr558 Pour Wb, Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Numéro d'article: CM0001006



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant l'Ezrine (Thr567), la Radixine (Thr564) et la Moesine (Thr558) pour les essais WB et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour l'étude des interactions cytosquelette-membrane et de la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-Phospho-Ezrine-Thr567/Radixine-Thr564/Moesine-Thr558                                |
| Remarques / Alias    | CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFN24; HEL70; IMD50; Phospho-Ezrine-Thr567/Radixine-Thr564/Moesine-Thr558 |
| Espèce               | Humain                                                                                                |
| GeneID (Humain)      | 7430/5962/4478                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide phosphorylé synthétique autour de T567 de l'Ezrine/Radixine/Moesine humaine (NP_003370.2)     |
| Source               | Lapin                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                |
| Application          | WB, ELISA                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                |
| SWISS                | P15311/P35241/P26038                                                                                  |
| Poids de la protéine | 23-71 kDa                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                          |