


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Pour Wb, Elisa - P49840/P49841

Numéro d'article: CM0001346



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique détectant la GSK3 β phosphorylée sur Y216 et la GSK3 α phosphorylée sur Y279. Validé pour le Western blot et l'ELISA, montrant une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose, la signalisation Wnt et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Remarques/Alias	GSK3B ; GSK 3 bêta ; GSK3A ; GSK 3 alpha ; Phospho-GSK3 α -S21+GSK3 β -S9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y216&Y279 de la GSK3 β /GSK3 α humaine (NP_063937.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49840/P49841
Poids moléculaire protéique	51kDa/46kDa
Expédition	Sac de glace