


Phospho-Irs1-S1101 Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - P35568

Numéro d'article: CM0000557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant IRS1 phosphorylé sur Ser1101. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et les voies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IRS1-S1101 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S1101
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3667
ID de gène	3667
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S1101 de l'IRS1 humain (NP_005535.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35568
Poids de la protéine	132kDa
Expédition	Sac de glace