

Phospho-Lat-Y171 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - 043561

Numéro d'article: CM0001956

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la tyrosine 171 phosphorylée de la protéine LAT humaine, un adaptateur clé dans la signalisation du récepteur des cellules T. Convient pour les applications WB et ELISA dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-LAT-Y171 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAT1 ; pp36 ; IMD52 ; Phospho-LAT-Y171
Espèce	Humain
GeneID (humain)	27040
GeneID	27040
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y171 de la protéine LAT humaine (NP_001014987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43561
Poids protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace