

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Map3K5-T845 Pour Wb, Elisa - O35099

Numéro d'article: CM0000853

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-MAP3K5-T845 pour WB et ELISA. Détecte l'ASK1 de souris et d'humain, une kinase clé dans les voies de signalisation du stress MAPK et de l'immunité (PM ~155kDa, réagit de manière croisée avec l'humain). Idéal pour les études sur l'apoptose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-MAP3K5-T845 Lapin pAb
Remarques/Alias	ASK; ASK1; Mek5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Phospho-MAP3K5-T845
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4217
GeneID (Souris)	26408
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de T845 de MAP3K5 de souris (NP_032606.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O35099
Poids Protéique	155kDa
Expédition	Sac de glace