

Ac Mab De Lapin Phospho-Mek1/Mek2-S217/S221 Pour Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

Numéro d'article: CM0000575



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Remarques/Alias	MEK1/MEK2; Phospho-MEK1/MEK2-S217/S221
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S217 & S221 de MEK1/MEK2 humain (NP_002746.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02750/P36507
Poids de la protéine	40kDa/43kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace