


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-P53-S376 Pour Wb, Elisa - P04637

Numéro d'article: CM0001704



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique à la phosphorylation détectant la p53 phosphorylée sur la sérine 376. Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit avec la p53 humaine et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-p53-S376
Remarques/Alias	P53 ; BCC7 ; LFS1 ; BMFS5 ; TRP53 ; Phospho-p53-S376
Espèces	Humain
GeneID (Humain)	7157
GeneID	7157
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S376 de la p53 humaine (P04637).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04637
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Glacière