


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0000951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant p70 S6 Kinase 1 phosphorylée au niveau du T389, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6198
GeneID	6198
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du T389 de la P70 S6K humaine (NP_003152.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23443
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace