


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Paxilline (Y118) Pour Wb Et Elisa - P49023

Numéro d'article: CM0000723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant la paxilline phosphorylée sur la tyrosine 118. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains. Détecte une bande à 65 kDa. Convient aux études sur les adhésions focales et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Paxilline-Y118 Lapin pAb
Remarques/Alias	Paxilline; PXN; paxilline; Phospho-Paxilline-Y118
Espèce	Humain
GeneID	5829
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P49023
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace